

# 光ファイバー分光器

## 部品番号


光ファイバー分光器：OFS-SI-12ch-1

## 仕様



チャンネル数	12ch
波長	200-300nm
有効ピクセル数	2048x1
波長分解能（半値幅/FWHM）	～2.0nm
A/D 分解能	16 ビット
検出器タイプ	浜松 S15254-2048
ファイバータイプ	ファイバーバンドルコアの直径：Φ200μm アクリレートコーティングによる耐ソラリゼーション：180 - 1200 nm
対応環境	温度：10～40℃ 湿度：30～80%RH（結露なし）

## 外形寸法



スマートレーザー・アンド・プラズマシステムズ

株式会社 Smart Laser & Plasma Systems

〒770-8506 徳島県徳島市南常三島町3丁目36番地21

TEL : 088-661-7333

FAX : 088-661-7337

E-mail : info@slps.co.jp

WEB : <http://slps.co.jp>

